

# TUBBUDDY SB2

Il sistema di trasferimento del bagno SB2 di Showerbuddy è progettato per consentire all'utente di essere trasferito in sicurezza dal caregiver in una vasca da bagno senza dover adattare il bagno. SB2 TubBuddy elimina trasferimenti non necessari tra il WC e la vasca, rendendolo confortevole sia per l'utente che per l'operatore, riducendo i costi e contribuendo a una buona igiene dell'utente.

Dotata di un pacchetto di posizionamento biomeccanico veloce con sedile regolabile elettricamente.

Il pacchetto di posizionamento biomeccanico comprende: inclinazione dello schienale regolabile elettricamente; compensazione della lunghezza dello schienale; dorso anatomico della flessione; braccioli ripiegabili in linea con l'inclinazione dello schienale elettrico e protezioni del braccio retrattili.

Dotata di elevazione del sedile regolabile elettricamente.



## CARATTERISTICHE

Rolling Base	490 mm L x 680 mm D (19,3 "x 26,7")
Base girevole comprensiva di poggiapiedi	490 mm L x 780 mm D (19,3 "x 30,7")
Larghezza - sopra le braccia	570 mm (22,5 ")
Larghezza - Braccia interne	475 mm (18,7 ")
Larghezza - All'interno delle gambe principali	400mm (15,7 ")
Larghezza posteriore	460mm (18 ")
Altezza dello schienale dal cuscino	440mm (17 ")
Spazio libero WC (massimo)	495 mm (19,4 ")
Lo sgombero del bagno può dipendere dalla forma del water	
Lunghezza del ponte (standard)	300 mm (11,8 ") (o personalizzato)
Dimensioni del cuscino del sedile	450mm L x 420mm D (17.7 "x 16.5")
Altezza del cuscino del sedile dal pavimento	Da 570 mm a 670 mm (regolabile) (22,4 "- 26,4" regolabile)
Apertura del cuscino del sedile	175 mm L x 335 mm L (6,8 "x 13")
Base vasca (in alto)	330mm L x 480mm W (13 "x 19")
Base della vasca (nella parte inferiore delle gambe)	465mm L x 335mm W (18.3 "x 13.2")
Base vasca (stabilizzatori laterali)	425mm W - 720mm W (16,7 "- 28,3")

